

Aloclair® Plus Bioadhesive



ALÍVIO DA DOR DE ÚLCERAS NA BOCA E PEQUENAS LESÕES ORAIS

INDICAÇÃO

Aloclair® Plus Bioadhesive Spray Bioadesivo tem uma ação mecânica (efeito barreira) indicada no tratamento dos sintomas causados por úlceras aftosas, estomatites orais, feridas na boca, irritações orais e pequenas lesões orais, devido ao uso de aparelhos dentários e de próteses dentárias. É particularmente indicado para úlceras na boca e lesões de difícil acesso. O seu mecanismo de ação conduz ao alívio da dor ao aderir à superfície da mucosa da boca, aliviando as lesões orais, reduzindo a dor e o desconforto.

O Spray é formulado por ingredientes com uma grande capacidade de formar uma película altamente mucoadesiva: cria uma película protetora como efeito barreira (ou escudo) **que dura mais de 10 horas**. Protege de agentes externos, minimizando o risco de mais irritação adicional. O Spray adere às úlceras na boca e às lesões limitando o contacto com agentes externos, tais como estímulos químicos, mecânicos e térmicos. Devido à sua ação protetora, a película auxilia no processo fisiológico da cicatrização.

COMPOSIÇÃO

AQUA, GLYCERIN, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, SODIUM CITRATE, POLYSORBATE 80, PVM/MA COPOLYMER, MALTODEXTRIN, PENTYLENE GLYCOL, GLUCONOLACTONE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PVP, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM BENZOATE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE, POLYCARBOPHIL, XANTHAN GUM, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, SUCRALOSE, AROMA, CALCIUM GLUCONATE, POTASSIUM SORBATE.

COMO UTILIZAR

Para lesões de propagação única. Ao utilizar o produto pela primeira vez, retire a tampa e aplique o vaporizador. Após a higiene oral correta, direcione o vaporizador para a lesão dentro da boca e pulverize 2-4 vezes para cobrir a área afetada e criar uma película com efeito barreira. Não toque com a língua na lesão durante pelo menos 2 minutos para permitir a formação de uma película protetora. O vaporizador permite que o produto cubra as lesões orais com máxima eficiência. Aplique o produto 3-4 vezes ao dia ou conforme necessário, até que os sintomas desapareçam. Após trinta dias de uso, suspenda a aplicação durante pelo menos uma semana antes de reiniciar o tratamento. Para obter melhores resultados, evite comer e beber durante pelo menos uma hora após a aplicação.

ADVERTÊNCIAS

Feche cuidadosamente a tampa após cada utilização. Não existem efeitos indesejáveis conhecidos decorrentes da aplicação deste produto. Porém, o seu uso está contraindicado em doentes com historial conhecido de hipersensibilidade a qualquer um dos seus componentes. Se os sintomas persistirem, ou em caso de agravamento dos sintomas, procure aconselhamento médico.

O produto não se destina a ser ingerido, mas sim a ser aplicado topicamente na cavidade oral. Se o produto for ingerido acidentalmente, não são esperados efeitos indesejáveis. Não utilizar após o prazo de validade indicado na embalagem. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta. O produto deve ser usado por uma única pessoa para se evitar contaminação cruzada. Evitar o contacto com os olhos. O produto não foi avaliado durante a gravidez e amamentação. Se está grávida ou a amamentar, consulte o seu médico antes de utilizar este produto. Adequado para crianças a partir dos 4 anos de idade.

ARMAZENAMENTO

O prazo de validade refere-se ao produto intacto e armazenado corretamente. Conservar na embalagem original, num local seco e ao abrigo da luz e de fontes de calor. Não refrigerar o produto. Armazenar à temperatura ambiente.

Tamanho: Frasco de 15 ml e com vaporizador incorporado.

Aloclair®, Alliance e dispositivos médicos associados são marcas registadas do Alliance Pharma PLC Group©.

Símbolo		 0477				
Significado	Fabricante legal do dispositivo médico	Marcação CE do organismo notificado	Consulte as instruções de utilização para obter informações importantes	Prazo de validade	Número de lote	Consulte as instruções de utilização para obter informações importantes

ALLIANCE

Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milano ITALY

RECORDATI

Distribuído em Portugal por:
Jaba Recordati, S.A., Av. Jacques Delors
Ed Inovação 1.2, Piso 0 - Taguspark
2740-122 Porto Salvo
Portugal

Rev 03-2023

TR2714041

0ALL2F00147

REF

ALOCPLUSPR15MLJAB